



**Zepter Ungarn Kft.**

1138 Budapest, Váci út 191.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 788

Bemutatóterem:

1138 Budapest, Váci út 191. | Telefon: +36 1 323 2426

NYDP4070-H



## **DOPPIO**

tökéletes kényelem


**QUANOMED®**  
SLEEP SMART SYSTEM

## IGAZOLT MINŐSÉG

Ön a QUANOMED® Sleep Smart System termékét vásárolta. A Doppio párna, mint a termékcsalád egyik fontos tagja, hivatalos tanúsítványokkal rendelkezik, amelyek igazolják tartósságát, rugalmasságát, időtállóságát, biztonságosságát, valamint a penésszel és egyéb allergénekkal szembeni ellenállását.

A QUANOMED® tanúsítvánnyal igazoltan hipoallergén, tehát a kisbabák bőre számára is biztonságos.

A QUANOMED® gyártóüzemei Európában találhatóak és környezetbarát módon működnek.



## A párna töltő anyaga

A legjobb minőségű természetes latexből készülnek, amelyet a trópusi erdőkből élő kaucsukfából (Hevea Brasiliensis) nyerünk ki.

A latex remek higiéniai és mikrobiológiai jellemzőkkel is rendelkezik. A szennyeződések részecskéi nem tudnak mélyen behatolni a latexbe és az atkák, illetve az egyéb mikroorganizmusok sem képesek benne megélni annak ellenére, hogy a gyártás során nem alkalmazunk rovarirtó vegyszereket.

## ANTIBAKTERIÁLIS

A QuanoMed kasmír anyagába szőtt ezüstionok hatékony védelmet nyújtanak a poratkákkal, az ágyi poloskákkal, a baktériumokkal és az egyéb háztartási allergénekkal szemben. Az ezüst egy erőteljes természetes fertőtlenítő, amely elpusztítja a baktériumokat.

## ANTISZTATIKUS

A QUANOMED® termékcsalád huzataiba integrált vékony karbonszálak összegyűjtik az elektronokat a test felszínéről és szabadon eresztik őket a levegőbe, ezzel megszabadítva a szervezetet a káros sztatikus elektromosságtól. A feszültség és az elektromosság mennyiségének

csökkentésével a szervezet ellazul, a kortizol szint visszaáll az optimális értékre és az alvásminőség is javul.

## HyperOxy technológia

A csúcstechnológiát képviselő HyperOxy technológiának és a termékbe ágyazott több tucatnyi termoreaktív ásványfélének köszönhetően a QUANOMED® összegyűjti a test passzív módon elvesztett energiáját, majd felnagyítva és felerősítve engedi azt vissza a szervezetbe.

Az alvásminőségünket javítjuk, akkor az alábbi területek kapnak támogatást:

- Csökkenthetők a fej- és a hátfájás, valamint az izomfájdalmak
- Támogatja az immunrendszer védekező folyamatait
- Javítja a vérkeringést
- Javítja a szervezet sejtregeneráló folyamatait
- Javul a sejtek oxigén ellátása és az energia szintje

Termék tisztántartásával kapcsolatos információkat a csomagoláshoz mellékelt terméklapon talál. Javasoljuk bármilyen párnahuzat használatát a termék védelme érdekében.



**Aktív oldal**

antibakteriális, antisztatikus  
HyperOxy, biomolekuláris



**Hideg oldal**